

お客様各位

水銀使用製品に関するお知らせ

タカラベルモント株式会社

デンタル事業部

日頃は当社製品をご愛顧いただき誠にありがとうございます。

当社では「水銀による環境の汚染の防止に関する法律（水銀汚染防止法）」にもとづき、お客様が使用済みの水銀使用製品を適正に分別、廃棄するための情報を提供いたします。

1. 水銀使用製品一覧表

水銀を含有した部品が使用されている弊社製品は、「**水銀使用製品一覧表**」をご覧ください。

2. 水銀使用製品の廃棄について

使用済みの水銀使用製品の廃棄の際は、法令に従って適正に処理してください。

また、産業廃棄物処理業者に対しましては、水銀を含有した部品が使用されていることをお伝えください。

製品種	製品名	製品コード	水銀含有部品	使用数量	使用部位
デンタルチェア	025-P	DC-025P*	水銀スイッチ	4	背もたれ部 × 4
	030-B	DC-030*	水銀スイッチ	3	背もたれ部 × 2 チルト部 × 1
	030-P	DC-030*	水銀スイッチ	5	背もたれ部 × 3 チルト部 × 2
	NL-25	DC-NL25*	水銀スイッチ	3	背もたれ部 × 2 昇降部 × 1
	038-B	DC-038*	水銀スイッチ	1	背もたれ部 × 1
	DC-028	DC-028*	水銀スイッチ	2	背もたれ部 × 2
	北海道向けパワービド (DC-028電気仕様)	DC-028*	水銀スイッチ	1	背もたれ部 × 2
	ERGO	DC-029	水銀スイッチ	3	背もたれ部 × 2 昇降部 × 1
	DC-038D (群馬大学向け)	DC-038*	水銀スイッチ	3	背もたれ部 × 2 チルト部 × 1
	BH-70	DC-BH70*	水銀スイッチ	1	背もたれ部 × 1
	パームチェア PALM	DC-PM50*	水銀スイッチ	2	背もたれ部 × 1 昇降部 × 1
	DC-038	DC-038*	水銀スイッチ	5	背もたれ部 × 3 チルト部 × 2
	028CL	DC-028*	水銀スイッチ	2	背もたれ部 × 1 昇降部 × 1
	028L	DC-028*	水銀スイッチ	3	背もたれ部 × 2 昇降部 × 1
	028-B	DC-028*	水銀スイッチ	3	背もたれ部 × 2 昇降部 × 1
	BEL-7	DC-BEL7*	水銀スイッチ	2	背もたれ部 × 1 昇降部 × 1
	イグレットチェア	DC-AG95	水銀スイッチ	2	背もたれ部 × 1 昇降部 × 1
注) 下記デンタルユニットのデンタルビューア、パノラマビューアについては、仕様によって搭載されていない場合もあります。					
デンタルユニット	DW-400	DW-400	蛍光ランプ(10W)	2	パノラマビューア(キャビネット部)
	SP-2	DX-SP200* AX-SP2XM*	蛍光ランプ(4W)	1	デンタルビューア(ドクターテーブル部)
			蛍光ランプ(10W)	2	パノラマビューア(ドクターテーブル部)
	SP-A	DX-SP30A*	蛍光ランプ(4W)	1	デンタルビューア(ドクターテーブル内蔵)
			蛍光ランプ(10W)	2	パノラマビューア(ドクターテーブル部)
	SPエクセレント	DX-SPEX-B* DX-SPEX-C*	蛍光ランプ	2	デンタルビューア(ドクターテーブル部)
				8	パノラマビューア(ドクターテーブル部)
	PW STD&DLX	DW-100* DW-110*	蛍光ランプ(10W)	2	パノラマビューア(キャビネット部)
	インターフェイス	DW-200*	蛍光ランプ(10W)	2	パノラマビューア(キャビネット部)
	PWインテリジェント	DW-300* DW-310*	蛍光ランプ(10W)	2	パノラマビューア(キャビネット部)
	SPクレオ	DX-SP40-* AU-CLO-D*	蛍光ランプ	2	デンタルビューア(ドクターテーブル内蔵)
			冷陰極管	1	パノラマビューア(ドクターテーブル部)
	PWフェイム	DW-400*	蛍光ランプ(10W)	2	パノラマビューア(キャビネット部)
			冷陰極管	1	パノラマビューア(キャビネット部)
	SPシエラ	DX-SP50-* DU-SP50-D*	蛍光ランプ	2	デンタルビューア(ドクターテーブル部)
				8	パノラマビューア(ドクターテーブル部)
	PW-CS	DW-500C*	冷陰極管	1	パノラマビューア(キャビネット部)
	ラポール	DU-RAD DU-RADM DU-RADW DU-RA-D DU-RA-DW	蛍光ランプ	8	パノラマビューア(カウンターテーブル部)
			冷陰極管	1	パノラマビューア(カウンターテーブル部)
	ベルポート	DU-BEL3D	蛍光ランプ(4W)	1	デンタルビューア(ドクターテーブル部)
			冷陰極管	1	パノラマビューア(ドクターテーブル部)
	CP-ONE	DU-CP1-D* DU-CPS-D* DU-CP1-D* DU-CPS-D*	蛍光表示管(インジケータ)	1	ドクターテーブルのメンブレンスイッチ部に内蔵
			冷陰極管	1	デンタルビューア(ドクターテーブル内蔵)
			1	パノラマビューア(ドクターテーブル部)	
ベルポート2	DU-BEL4D DU-BEL4-D	冷陰極管	1	デンタルビューア(ドクターテーブル部)	
			1	パノラマビューア(ドクターテーブル部)	

製品種	製品名	製品コード	水銀含有部品	使用数量	使用部位	
デンタルユニット	クレール	DU-CLR-D* DU-CLR-O* DU-CLR-C DU-CLR-CT	蛍光表示管(インジケータ)	1	ドクターテーブルのメンブレンスイッチ部に内蔵	
		DU-CLR-D* DU-CLR-O* DU-CLR-C DU-CLR-CT DU-CLRA-D* DU-CLRA-O* DU-CLRA-C DU-CLRA-CT	冷陰極管	1	デンタルビューア(ドクターテーブル部)	
		DU-CLR-D* DU-CLR-O* DU-CLR-C DU-CLR-CT DU-CLRA-D* DU-CLRA-O* DU-CLRA-C DU-CLRA-CT	冷陰極管	1	パノラマビューア(ドクターテーブル部)	
	アヴァンセ	DU-AVC DU-AVC-D	蛍光表示管(インジケータ)	1	ドクターテーブルのメンブレンスイッチ部に内蔵	
		DU-AVC DU-AVC-D DU-AVCA DU-AVCA-D	冷陰極管	1	パノラマビューア(キャビネット部)	
	アルテ	DU-ARTT-D*	蛍光表示管(インジケータ)	1	ドクターテーブルのメンブレンスイッチ部に内蔵	
		DU-ARTT-D*	冷陰極管	1	デンタルビューア(ドクターテーブル部)	
	NXコンパクト	DU-NXC-D DU-NXC-CT	蛍光表示管(インジケータ)	1	ドクターテーブルのメンブレンスイッチ部に内蔵	
		DU-NXC-D DU-NXC-CT	冷陰極管	1	デンタルビューア(ドクターテーブル部)	
		DU-NXC-D DU-NXC-CT	冷陰極管	1	パノラマビューア(ドクターテーブル部)	
	コンボ350R	DU-3500R-CMH	蛍光ランプ(昼光色FL4D) 蛍光ランプ(昼光色FL10D)	1 2	デンタルビューア(テーブル部) パノラマビューア(第一アーム部)	
	コンボ400	DU-4000-CMH	蛍光ランプ(昼光色FL4D) 蛍光ランプ(昼光色FL10D)	1 2	デンタルビューア(テーブル部) パノラマビューア(第一アーム部)	
	ベルスター	DU-4500-CM	蛍光ランプ(昼光色FL4D) 蛍光ランプ(昼光色FL10D)	1 2	デンタルビューア(テーブル部) パノラマビューア(第一アーム部)	
	ベルスターE	DU-4500-CM	蛍光ランプ(昼光色FL4D) 蛍光ランプ(昼光色FL10D)	1 2	デンタルビューア(テーブル部) パノラマビューア(第一アーム部)	
	パーム	DU-5500-CMH	蛍光ランプ(昼光色FL4D) 蛍光ランプ(昼光色FL10D)	1 2	デンタルビューア(テーブル部) パノラマビューア(第一アーム部)	
	インバラ	DU-5500-CM	蛍光ランプ(昼光色FL4D) 蛍光ランプ(昼光色FL10D)	1 2	デンタルビューア(テーブル部) パノラマビューア(第一アーム部)	
	コンボ550	DU-550N-CMH	蛍光ランプ(昼光色FL4D) 蛍光ランプ(昼光色FL10D)	1 2	デンタルビューア(テーブル部) パノラマビューア(第一アーム部)	
	グレース	DU-650-CMH	蛍光ランプ(昼光色FL4D) 蛍光ランプ(昼光色FL10D)	1 2	デンタルビューア(テーブル部) パノラマビューア(テーブル部)	
	ベリックス	DU-BEL2N-CM	蛍光ランプ(昼光色FL4D) 蛍光ランプ(昼光色FL10D)	1 2	デンタルビューア(テーブル部) パノラマビューア(テーブル部)	
	ベリックスN	DU-BEL2N-CMH	蛍光ランプ(昼光色FL4D) 蛍光ランプ(昼光色FL10D) 冷陰極管基板付Ass'y	1 2 1	デンタルビューア(テーブル部) パノラマビューア(テーブル部) パノラマビューア(テーブル部)	
	セレブレーション	DU-750-CMH	蛍光ランプ(昼光色FL4D) 冷陰極管基板付Ass'y	1 1	デンタルビューア(テーブル部) パノラマビューア(テーブル部)	
	アルテ	DU-ART-OA	蛍光ランプ(昼光色FL4D) 冷陰極管基板付Ass'y	1 1	デンタルビューア(テーブル部) パノラマビューア(テーブル部)	
	セレブレーション	DU-750M-CMH	蛍光表示管(インジケータ)	1	ドクターテーブルのメンブレンスイッチ部に内蔵	
	アルテ	DU-ART-OA	蛍光表示管(インジケータ)	1	ドクターテーブルのメンブレンスイッチ部に内蔵	
	セレブレーションロッドタイプ	DU-750M-CML	蛍光表示管(インジケータ)	1	ドクターテーブルのメンブレンスイッチ部に内蔵	
	レーザー	ベルレーザー	DS-BL 10SP DS-BL 15SP	ベルレーザー用液晶モジュール	1	操作パネル部分
	保管庫	小型消毒器 UV-100	EX-UV100	UVランプ	2	殺菌灯 10W
		紫外線保管庫	DS-UVP100	UVランプ	2	殺菌灯 10W
		保管庫 UV12	DX-UV12N	UVランプ	1	殺菌灯 10W
		保管庫 UV24N	DX-UV24N	UVランプ	2	殺菌灯 10W
保管庫 UV28		DX-UV28N	UVランプ	1	殺菌灯 10W	
デコンミニ		DS-UVY100	UVランプ	2	殺菌灯 ランプ 15W	
保管庫	デコンロボ	DX-UVY-200	紫外線殺菌灯GL-8	3	殺菌対象品収納部分	
	デコンメカ	DX-UVY-400				

水銀使用製品一覧

作成日:2017/07/25
更新日:2017/10/20

製品種	製品名	製品コード	水銀含有部品	使用数量	使用部位
その他	旧ラホックス	DX-62	蛍光ランプ(昼光色FL6D)	1	ラホバック上部
	ラホックス-S	DX-62S	蛍光ランプ(昼光色FL6D)	1	ラホバック上部
	旧ステーションコア	DX-600AL	水銀SW HMS-0613G	1	ラホバック上部カバー
	旧ステーションコア	DX-600AL	蛍光ランプ(昼光色FL6D)	1	ラホバック上部
	新ステーションコア	DX-600AL-L	蛍光ランプ(昼光色FL6D)	1	ラホバック上部
	デンタルビューアー	なし	蛍光ランプ(昼光色FL4D)	1	ビューアー内部
	パノラマビューアー(10W×	なし	蛍光ランプ(昼光色FL10D)	2	ビューアー内部
	パノラマビューアー	なし	冷陰極管基板付Ass'y	1	ビューアー内部
	システムライト406	DX-406	蛍光ランプ	2	本体左右
	ワークショップコア	DX-750E	蛍光ランプ	1	切削集塵部照明
	サテライト	DS-SAT-**	UVランプ	1	キャビネット上部に消毒保管庫
	CSSキャビ	DX-CSS1500- **	蛍光ランプ	1	キャビネット中間部に照明装置として
	CSSハッチキャビ	DX-CSS1600- **	UVランプ	1	キャビネット上部に消毒保管庫
	CSS収納キャビ	DX-CSS1600- **	UVランプ	1	キャビネット上部に消毒保管庫