

製品の作用範囲 | Product Application

器具	容量	Disinfection 除菌	Cleaning 洗浄	Bactericidal ※1 細菌	Tuberculocidal 結核菌	Fungicidal ※1 真菌	※2 エンベロープウイルス HBV HCV HIV Limited virucidal (enveloped viruses incl. HBV/HCV/HIV)	Norovirus ノロウイルス	Biodegradable 生分解性	Aldehyde-free アルデヒド非含有	Use concentration 希釈率	Reaction time 作用時間	超音波洗浄機の作用時間 Reaction time in ultra-sonic bath	Holding time 使用可能期間	ドイツ応用衛生協会認定 Meets German standard
ID 212 instrument disinfection インスツルメント 器具の除菌	2.5L	○	○	○	○ ※4	○	○	○	○	○	50倍	5分※3	2分※4	7日	○
ID 220 rotary instrument disinfection パー/リーマー 回転器具の除菌	2.5L	◎	○	○	○	○	○	○	○	○	原液	1分※5	30秒※5	7日	○
表面															
FD 333 quick-acting surface disinfection フォルテ 表面のクイック除菌	1L 2.5L	○	○	○	○	○	○	○	○	○	原液	1分※5			○
FD 366 sensitive quick-acting surface disinfection センシティブ 表面のクイック除菌	1L 2.5L	○	○	○	○	○	○	○	○	○	原液	1分※6			○
FD 350 disinfection wipes 除菌ワイブ 表面の除菌	110枚	○	○	○	○	○	○	○	○	○	原液	1分※5			○
FD 360 cleaning and care of vinyl upholstery レザーケア 合成皮革清掃保護	500mL		◎						○	○	原液				
FD 312 surface disinfection エコ 表面の除菌	2.5L	○	○	○		○	○	○	○	○	100倍	15分※7			○
吸引システム															
Orotol plus® disinfection of suction system オロトルプラス 吸引システムの除菌	2.5L	○	○	○	○	○	○	○	○	○	50倍	60分※5			○
MD 550 spittoon bowl cleaner スピットクリーナー	750mL		○	○	○	○			○	○	原液	2分※8			
MD 555 cleaner special cleaner for suction system フロークリーナー 吸引システム強力洗浄	2.5L		◎						○	○	20倍	30~ 120分			
印象体・技工物															
MD 520 impression disinfection インプレッション 印象体・技工物の除菌	2.5L	◎	○	○	○	○	○	○	○		原液	5分※9 10分※10			○
手指															
HD 435 cleansing lotion クレンジングローション (pH 5.4)※11	1L		○						○	○	原液				

※1 ドイツ応用衛生協会・欧州規格に準じた検査結果

※2 ドイツのロベルト・コッホ研究所による推奨 (ドイツ健康白書 60, 353- 36, 2017)

※3 ノロウイルスには25倍希釈で60分間

※4 結核菌には超音波洗浄機を使用して60分間

※5 結核菌を含む

※6 結核菌には2分間、ノロウイルスには5分間

※7 HBV・HCV・HIVには60分間、アデノ・ノロには25倍で30分間

※8 欧州規格に準じた検査結果

※9 浸漬の場合の作用時間は5分間、ただし結核菌には15分間

※10 ハイゴジェットでの作用時間は10分、ただし結核菌には15分間

※11 保湿成分配合、ドイツのロベルト・コッホ研究所により認定

上記データはドイツの外部研究機関、及びデュールデンタル社の研究所にて調査した結果です。実験結果の資料はデュールデンタル社のHPよりダウンロードしていただけます。

タカラベルモント株式会社 <https://www.takara-dental.jp>

【大阪本社】〒542-0083 大阪市中央区東心斎橋2-1-1

札幌 (011)863-2007 盛岡 (019)652-9744
新潟 (025)268-0333 さいたま (048)640-5900
横浜 (045)681-6241 名古屋 (052)932-6251
大阪 (06)6212-3602 神戸 (078)231-6751
高松 (087)862-3480 福岡 (092)411-2746

【東京本社】〒107-0052 東京都港区赤坂7-1-19

仙台 (022)232-4480 郡山 (024)925-0742
千葉 (043)302-0267 東京 (03)3405-6877
金沢 (076)221-8412 京都 (075)241-3425
岡山 (086)233-8825 広島 (082)278-2411
鹿児島 (099)226-9481 沖縄 (098)897-6656

YY-DS-571 191202B

デュールデンタル
DÜRR DENTAL SE
74321 Bietigheim-Bissingen
Höpfigheimer Strasse 17
Germany
www.duerr.co.jp

