








































BEL-X 間違って削除した患者さんを復活させたい

<p>①</p>	<p>画面右上  をクリックし、非表示患者・コンテンツの表示をクリックします。</p>																																											
<p>②</p>	<p>これまで非表示になっていた患者さんがグレーで表示されます。復活させたい方の  をクリックします。</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>患者ID</th> <th>漢字氏名</th> <th>カナ氏名</th> <th>生年月日</th> <th>性別</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>112</td> <td>剣崎 敏江</td> <td>ケンザキトシエ</td> <td>1958/6/7</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>120</td> <td>村雨 瑞樹紀</td> <td>ムラサメミツキ</td> <td>1993/7/1</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>122</td> <td>滝沢 穂光</td> <td>タキザワツルコウ</td> <td>1935/7/10</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>123</td> <td>林 大介</td> <td>ハヤシダイスケ</td> <td>1975/6/1</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr style="background-color: #cccccc;"> <td>124</td> <td>御手洗 裕一郎</td> <td>ミタライユウイチロウ</td> <td>1947/8/1</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>126</td> <td>宇野 恵子</td> <td>ウノケイコ</td> <td>1975/9/27</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	患者ID	漢字氏名	カナ氏名	生年月日	性別		112	剣崎 敏江	ケンザキトシエ	1958/6/7			120	村雨 瑞樹紀	ムラサメミツキ	1993/7/1			122	滝沢 穂光	タキザワツルコウ	1935/7/10			123	林 大介	ハヤシダイスケ	1975/6/1			124	御手洗 裕一郎	ミタライユウイチロウ	1947/8/1			126	宇野 恵子	ウノケイコ	1975/9/27		
患者ID	漢字氏名	カナ氏名	生年月日	性別																																								
112	剣崎 敏江	ケンザキトシエ	1958/6/7																																									
120	村雨 瑞樹紀	ムラサメミツキ	1993/7/1																																									
122	滝沢 穂光	タキザワツルコウ	1935/7/10																																									
123	林 大介	ハヤシダイスケ	1975/6/1																																									
124	御手洗 裕一郎	ミタライユウイチロウ	1947/8/1																																									
126	宇野 恵子	ウノケイコ	1975/9/27																																									
<p>③</p>	<p>表示をクリックし、OKボタンをクリックします。</p>	