


BEL-X 間違えて登録した患者さんを削除したい

① 削除したい(非表示にしたい)患者さんの右側にある  をクリックします。



患者ID	漢字氏名	カナ氏名	生年月日	性別	
180001	宝 太郎	タカラ タロウ	1982/1/15	♂	ⓘ
180002	齋藤 花子	サイトウ ハナコ	1995/10/2	♀	ⓘ
180003	田中 光一郎	タナカ コウイチロウ	2001/7/3	♂	ⓘ
180004	鈴木 早子	スズキ アサコ	2006/2/19	♀	ⓘ

② 患者情報画面が表示されます。下部の非表示を選択し、OKボタンをクリックします。



患者情報

患者ID: 180002

漢字氏名: 齋藤 花子

カナ氏名: サイトウ ハナコ

生年月日: 1995 / 10 / 2

性別: ♂ ♀ その他

表示可否: 表示 非表示

OK キャンセル