

サーチャーAD

searcherAD

DENTAL X-RAY



フィルムとデジタルイメージ用センサー どちらでも簡単な操作で、適切に撮影

searcherAD CONTROLLER



■16種類の感度設定

お使いのフィルムやデジタルイメージ用センサーに合わせて、あらかじめ感度を選択・記録することが可能です。

■ワンタッチ切り替え

切り替えが簡単で、照射時間設定に煩わされることがありません。

■使い方は至ってシンプル

撮影する歯と患者さんの体型を選ぶだけで、自動で適切な条件にセッティングされます。

Switch!



フィルムタイプ 選択スイッチ

フィルムを用いて撮影する際に選択します。感度の異なる2種類のフィルムを切り替えて使用できます。

デジタルモード スイッチ

デジタルイメージ用センサーを用いて撮影する際に選択します。

管電流 選択スイッチ

先点火方式に加え、4mA/7mAの切り替えが可能なので、高感度のデジタルイメージ用センサーやフィルムにも対応できます。



ポジショニングが簡単に行えるようにデザインされたX線ヘッド

RK Type (スツールタイプ)



FM Type (移動タイプ)



※FK(床固定)、WK(壁固定)、CK(天吊)タイプもご用意しております。

仕様

販売名	サーチャーAD DX-097
一般的名称	アナログ式口外汎用歯科X線診断装置
認証番号	223ABBZX00137000
クラス分類等	管理医療機器 特定保守管理医療機器 設置管理医療機器
方式	先付け点火、半波整流方式
電源	定格電圧 AC100V 電圧範囲 AC90~110V 電源入力 0.8kVA 周波数 50Hz/60Hz
定格出力	70kVp 4mA/7mA
照射時間	0.02~3.2秒
デューティサイクル	1(照射):50(休止)
エックス線管	D-0712(キャノン製)
公称焦点値	0.7
総ろ過	2.2mmAl当量
冷却	絶縁油自然冷却方式
焦点皮膚間距離	204mm(レギュラーコーン)
照射スイッチ	デッドマン方式
ヘッド質量	7.9kg
保護形式・程度	クラスI B形装着部



安全にお使いいただくために

◎ご購入前に、設置場所・使用条件・用途をご確認ください。
◎ご使用前に添付文書、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

タカラベルモント株式会社 <http://www.takara-dental.jp>

【大阪本社】〒542-0083 大阪市中央区東心斎橋2-1-1

【東京本社】〒107-0052 東京都港区赤坂7-1-19

札幌 (011)863-2007 盛岡 (019)652-9744 仙台 (022)232-4480 郡山 (024)925-0742
新潟 (025)268-0333 さいたま (048)640-5900 千葉 (043)302-0267 東京 (03)3405-6877
横浜 (045)681-6241 名古屋 (052)932-6251 金沢 (076)221-8412 京都 (075)241-3425
大阪 (06)6212-3602 神戸 (078)231-6751 岡山 (086)233-8825 広島 (082)278-2411
高松 (087)862-3480 福岡 (092)411-2746 鹿児島 (099)226-9481 沖縄 (098)897-6656

修理および点検受付窓口

コールセンター

TEL(0120)194-222 [フリーダイヤル] FAX(072)344-7985

製造販売元

タカラメディカル株式会社 兵庫県尼崎市額田町5-15